

## PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-03-22

### Milchflaschengestell mit 12 Öffnungen Ø56 mm

Best.-Nr.: A000022

#### Leistungsmerkmale

- Reagenzglas Gestell aus rostfreiem Edelstahl
- Zwei Haltegriffe, die aus der Wasseroberfläche herausragen, ermöglichen das mühelose Einsetzen und Herausnehmen.
- Griffhöhe: 108 mm
- Bodenabstand: 54 mm
- Lochung: 5 x 4 Löcher



#### Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)	240 x 195 x 185 mm
Material	Edelstahl
Außendurchmesser	56 mm
Anzahl Proben	12

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser