nnische Änderungen vorbehalten

Stand: 2024-03-22



PRODUKTDATENBLATT

Universalaufsatz für Schüttelapparate für alle VS 8 Gerätetypen

Best.-Nr.: A000048

Leistungsmerkmale

- · Zur sicheren Befestigung praktisch aller Schüttelobjekte
- · Bestehend aus 2 Edelstahl-Längsstreben und 4 gummierten Querstangen
- · Die Längsstreben können in drei verschiedenen Höhenpositionen (25, 45 und 65 mm über Tablar) montiert werden
- · Der Aufsatz wird auf die Kunststoffzapfen der Grundausstattung des Schüttelapparates aufgesetzt

Technische Merkmale

Abmessungen (BxTxH)	330 x 330 x 80 mm
Nutzbare Stellfläche Breite	325 mm
Nutzbare Stellfläche Tiefe	280 mm

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 info@lauda.de • www.lauda.de WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57 Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin: LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRB 560226 Geschäftsführer: Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert, Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker Beirat: Dr. Gerhard Wobser