

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-02-29

Algizid Aquastab

1 bidon 5 litres

Numéro d'article: LZB 129

Caractéristiques

- Agent protecteur pour la prévention et le contrôle de la formation d'algues dans les thermostats de bain
- Recommandation de dosage : 5 mL / 10 L d'eau



Données techniques

Densité à 20°C

1.050 kg/m³

Coloris/Appearance

bleu, claires

Solubilité dans l'eau

complètement solubles

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser