

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2024-02-29


Algizid Aquastab

1 Flasche à 100 ml

Best.-Nr.: LZB 929

Leistungsmerkmale

- Schutzmittel zur Vorbeugung und Bekämpfung von Algenbildung in Badthermostaten
- Dosierempfehlung: 5 mL / 10 L Wasser



Technische Merkmale

Chemische Charakterisierung

2 % Poly(dimethylimino)-2-hydroxy-1,3-propandiylchlorid

Dichte bei 20 °C

1.050 kg/m³

Farbe/Aussehen

Blau, klar

Wasserlöslichkeit

Vollständig löslich

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser