

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-01-18

LAUDA Hydro H 20 SOW

Agitateur bain-marie 230 V; 50/60 Hz

Numéro d'article: L002910

Caractéristiques

- Bain-marie à agitation pour des températures exactement reproductibles
- Affichage numérique LED à lecture facile
- Réglage et affichage des valeurs de température par pas de 0,1°C.
- Clavier à membrane avec des symboles clairs
- Affichage digitale de la valeur de consigne
- Vitesse réglable en continu et indépendamment de la charge
- Régulateur de température sur 1 point
- Protection contre la surchauffe grâce à des liquides ininflammables et une protection contre les niveaux bas
- Surveillance électronique du fonctionnement du régulateur de température
- Système de refroidissement à eau
- Entraînement de l'unité d'agitation avec démarrage progressif et une protection contre la surcharge
- Stockage de l'unité d'agitation sur des roulements à billes spéciaux en acier inoxydable
- Mouvement d'agitation orbitale
- Panier à agiter peuvent être facilement retirés pour le nettoyage
- Repose couvercle avec gouttière d'eau de condensation
- Cuve de bain avec robinet de vidange
- Couvercle thermo-isolant en acier inoxydable, à double paroi, avec courbure intérieure évitant que les vapeurs condensées de s'écouler dans les récipients
- avec courbure intérieure évitant que les vapeurs condensées de s'écouler dans les récipients
- Corps du bain, repose couvercle, panier à agiter et chauffage en acier inoxydable
- Couvercle et fond de tamis de série



Température de travail min.
25 °C



Température de travail max.
80 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2024-01-18

LAUDA Hydro H 20 SOW

Agitateur bain-marie 230 V; 50/60 Hz

Numéro d'article: L002910

Données techniques

Gamme de température de travail	25 ... 80 °C
Gamme de température ambiante	10 ... 40 °C
Stabilité de température	0,1 ± K
Puissance de chauffe maxi.	1,5 kW
Consommation électrique maxi.	1,5 kW
Courant max.	10 A
Taille du bain (LargxProfxHaut)	450 x 300 x 185 mm
Volume du bain min. / max.	8,5 / 23,1 L
Dimensions hors tout (LxPxH)	635 x 505 x 400 mm
Poids	35 kg
Amplitude de déplacement	14 mm
Fréquence d'agitation	10 ... 250 1/min
Alimentation secteur	230 V; 50/60 Hz
Prise secteur	Câble secteur avec fiche coudée Schuko (CEE7/7)

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser